


GENERAL INFORMATION**Product name :** Thermometer with cover**Description :** Thermometers filled with colored liquid (without mercury) and protected inside a cover to avoid any breakage in freezers or oven**TECHNICAL DATA**

reference	range	readability	l(mm)	type	pcs/pack
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	stainless steel shielded (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	stainless steel shielded (A)	1
THES-040-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	aluminum shielded (B)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	plastic shielded (C)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-040-001	0,051	0,05	90251180	08434868047730
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747


PRODUCT PHOTO

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Termómetro de varilla con funda**Descripción :** Termómetros de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio) protegidos dentro de una funda para evitar roturas en usos específicos como neveras o estufas**DATOS TÉCNICOS**

referencia	rango	resolución	l (mm)	tipo	unidades por ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	funda de acero (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	funda de acero (A)	1
THES-040-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	funda de aluminio (B)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	funda de plástico (C)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-040-001	0,051	0,05	90251180	08434868047730
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747


FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Thermomètre en verre avec étui****Description :** Thermomètre en verre rempli de liquide coloré (sans mercure) protégé dans un étui pour éviter les cassures lors d'usage spécifique comme réfrigérateur ou étuve**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	gamme	résolution	long. (mm)	type	unités par ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	étui en acier inoxydable (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	étui en acier inoxydable (A)	1
THES-040-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	étui en aluminium (B)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	étui en plastique (C)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-040-001	0,051	0,05	90251180	08434868047730
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Termometro ad asta con astuccio****Descrizione :** Termometro chimico ad asta con liquido rosso (senza mercurio) protetto all'interno di un astuccio per evitare rotture in caso di utilizzo in frigoriferi o stufe**DATI TECNICI**

referenza	variabilità	risoluzione	L (mm)	tipo	unità per ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	custodia di acciaio (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	custodia di acciaio (A)	1
THES-040-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	custodia di alluminio (B)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	custodia di plastica (C)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-040-001	0,051	0,05	90251180	08434868047730
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747

FOTO DEL PRODOTTO