

GENERAL INFORMATION**Product name : pH indicator strips with 4 pads**

Description : Strips made of vinyle with 4 indicator pads prepared with a non-bleed system, therefore the resultant colour change will remain far longer and readable until the pads are dry, even with a highly alkaline solution. These strips provide an accurate method of measuring the pH of a solution and produce high quality results each time.
100 strips per pack

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
STPH-311-001	pH 0.0 - pH 14.0, Interval: 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4.0 - pH 10.0, Interval: 0.5 pH	1
STPH-313-001	pH 7.0 - pH 14, Interval: 0.5 pH	1
STPH-311-010	pH 0.0 - pH 14.0, Interval: 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4.0 - pH 10.0, Interval: 0.5 pH	10
STPH-313-010	pH 7.0 - pH 14, Interval: 0.5 pH	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38220000	08434868045644
STPH-312-001	0,11	0,06	38220000	08434868045651
STPH-313-001	0,11	0,06	38220000	08434868045668
STPH-311-010	1,4	0,6	38220000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38220000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38220000	18434868045665

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Tiras indicadoras de pH con 4 almohadillas****Descripción :** Tiras de vinilo con 4 almohadillas indicadoras preparadas de forma que no destiñen ni colorean la solución a medir ni siquiera cuando ésta es altamente alcalina. La medición es más precisa que con el papel de pH convencional y el cambio de color se mantiene durante más tiempo. Presentadas en cajas de 100 tiras**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
STPH-311-001	pH 0,0 - pH 14,0 a intervalo de 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4,0 - pH 10,0 a intervalo de 0,5 pH	1
STPH-313-001	pH 7,0 - pH 14 a intervalo de 0,5 pH	1
STPH-311-010	pH 0,0 - pH 14,0 a intervalo de 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4,0 - pH 10,0 a intervalo de 0,5 pH	10
STPH-313-010	pH 7,0 - pH 14 a intervalo de 0,5 pH	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38220000	08434868045644
STPH-312-001	0,11	0,06	38220000	08434868045651
STPH-313-001	0,11	0,06	38220000	08434868045668
STPH-311-010	1,4	0,6	38220000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38220000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38220000	18434868045665

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Bandelette indicatrice de pH avec quatre indicateurs****Description :** Bandelette de vinyle avec 4 indicateurs qui ne déteignent pas ou ne colorent pas la solution à mesurer, même dans le cas de solutions hautement alcalines. La mesure est plus précise qu'avec le papier pH conventionnel et le changement de couleur se fixe plus longtemps. Présentation en boîte de 100 bandelettes**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
STPH-311-001	pH 0,0- pH 14,0 à intervalle de 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4,0 - pH 10,0 à intervalle de 0,5 pH	1
STPH-313-001	pH 7,0 - pH 14 à intervalle de 0,5 pH	1
STPH-311-010	pH 0,0- pH 14,0 à intervalle de 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4,0 - pH 10,0 à intervalle de 0,5 pH	10
STPH-313-010	pH 7,0 - pH 14 à intervalle de 0,5 pH	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38220000	08434868045644
STPH-312-001	0,11	0,06	38220000	08434868045651
STPH-313-001	0,11	0,06	38220000	08434868045668
STPH-311-010	1,4	0,6	38220000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38220000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38220000	18434868045665

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto :** Striscia indicatrice di pH con 4 tamponi**Descrizione :** Di vinile con 4 tamponi indicatori preparati in modo che non stingano né colorino la soluzione da testare, neanche quando quest'ultima è altamente alcalina. La misurazione risulta più precisa rispetto a quella con le cartine per pH tradizionali e la variazione del colore si mantiene più a lungo. Fornita in scatole da 100 strisce**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
STPH-311-001	pH 0,0-pH 14,0 a intervalli di 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4,0-pH 10,0 a intervalli di 0,5 pH	1
STPH-313-001	pH 7,0-pH 14 a intervalli di 0,5 pH	1
STPH-311-010	pH 0,0-pH 14,0 a intervalli di 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4,0-pH 10,0 a intervalli di 0,5 pH	10
STPH-313-010	pH 7,0-pH 14 a intervalli di 0,5 pH	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38220000	08434868045644
STPH-312-001	0,11	0,06	38220000	08434868045651
STPH-313-001	0,11	0,06	38220000	08434868045668
STPH-311-010	1,4	0,6	38220000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38220000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38220000	18434868045665

FOTO DEL PRODOTTO

