

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Guantes desechables de nitrilo 'Sensitive'

Descripción : Sin polvo, no estériles. Mayor sensibilidad y mejor tacto que los guantes de nitrilo normal. Con las ventajas del guante de nitrilo pero a un precio más competitivo. 100% libres de proteínas de látex. Ambidextros. AQL 1,5. Cumplen con la directiva EU 2016/425 y las normas EN 420 y EN 374 1/5



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

| referencia | tipo | unidades por ref. |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| GLOS-0XS-100 | sin polvo, talla XS (5-6) | 100 |
| GLOS-00S-100 | sin polvo, talla S (6-7) | 100 |
| GLOS-00M-100 | sin polvo, talla M (7-8) | 100 |
| GLOS-00L-100 | sin polvo, talla L (8-9) | 100 |
| GLOS-0XL-100 | sin polvo, talla XL (9-10) | 100 |
| GLOS-0XS-1K0 | sin polvo, talla XS (5-6) | 10 x 100 |
| GLOS-00S-1K0 | sin polvo, talla S (6-7) | 10 x 100 |
| GLOS-00M-1K0 | sin polvo, talla M (7-8) | 10 x 100 |
| GLOS-00L-1K0 | sin polvo, talla L (8-9) | 10 x 100 |
| GLOS-0XL-1K0 | sin polvo, talla XL (9-10) | 10 x 100 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | 1,32 | 0,395 | 39262000 | 08434868087668 |
| GLOS-00S-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025257 |
| GLOS-00M-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025240 |
| GLOS-00L-100 | 1,32 | 0,425 | 39262000 | 08434868025233 |
| GLOS-0XL-100 | 1,35 | 0,46 | 39262000 | 08434868025264 |
| GLOS-0XS-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868087665 |
| GLOS-00S-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025254 |
| GLOS-00M-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025247 |
| GLOS-00L-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025230 |
| GLOS-0XL-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025261 |

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

| Talla | Peso (G) +/- 0.3 gr | Largo (mm ± 5) | Ancho (mm ± 2) | Dedo | Grosor (mm ± 0.03) | |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | Palma | Puño |
| XL | 4.1 | 240 | 115 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| L | 3.8 | 240 | 105 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| M | 3.5 | 240 | 94 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| S | 3.3 | 240 | 84 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| XS | 3.0 | 240 | 75 | 0,10 | 0,06 | 0.05 |

GENERAL INFORMATION

Product name : Nitrile disposable gloves 'Sensitive'

Description : Powder-free, non sterile. More sensitive to touch than usual nitrile gloves. With the advantages of nitrile gloves at a more competitive price. 100% latex protein free. Ambidextrous. AQL 1,5. According to EU 2016/425, EN 420, and EN 374 1/5 standards



Complies with the specifications defined in the European directive



Food-grade product



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

| reference | type | pcs/pack |
|--------------|-----------------------------|----------|
| GLOS-0XS-100 | powder free, XS (5-6) size | 100 |
| GLOS-00S-100 | powder free, S (6-7) size | 100 |
| GLOS-00M-100 | powder free, M (7-8) size | 100 |
| GLOS-00L-100 | powder free, L (8-9) size | 100 |
| GLOS-0XL-100 | powder free, XL (9-10) size | 100 |
| GLOS-0XS-1K0 | powder free, XS (5-6) size | 10 x 100 |
| GLOS-00S-1K0 | powder free, S (6-7) size | 10 x 100 |
| GLOS-00M-1K0 | powder free, M (7-8) size | 10 x 100 |
| GLOS-00L-1K0 | powder free, L (8-9) size | 10 x 100 |
| GLOS-0XL-1K0 | powder free, XL (9-10) size | 10 x 100 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | 1,32 | 0,395 | 39262000 | 08434868087668 |
| GLOS-00S-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025257 |
| GLOS-00M-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025240 |
| GLOS-00L-100 | 1,32 | 0,425 | 39262000 | 08434868025233 |
| GLOS-0XL-100 | 1,35 | 0,46 | 39262000 | 08434868025264 |
| GLOS-0XS-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868087665 |
| GLOS-00S-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025254 |
| GLOS-00M-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025247 |
| GLOS-00L-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025230 |
| GLOS-0XL-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025261 |

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

| Size | Weight (G) +/- 0.3 gr | Lenght (mm ± 5) | Widht (mm ± 2) | Thickness (mm ± 0.03) | | |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------|------|
| | | | | Fingertip | Palm | Cuff |
| XL | 4,1 | 240 | 115 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| L | 3,8 | 240 | 105 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| M | 3,5 | 240 | 94 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| S | 3,3 | 240 | 84 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| XS | 3,0 | 240 | 75 | 0,10 | 0,6 | 0,05 |

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom produit : Gant nitrile à usage unique 'Sensitive'
Description : Non poudré, non stérile. Plus grande sensibilité et meilleur toucher que les gants en nitrile normal. Avec les avantages du gant en nitrile mais à un prix plus compétitif. 100% sans protéine de latex. Ambidextre. AQL 1,5. Conforme à la directive EU 2016/425 et normes EN 420 et EN 374 1/5


Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | type | unités par ref. |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| GLOS-0XS-100 | non poudré, taille XS (5-6) | 100 |
| GLOS-00S-100 | non poudré, taille S (6-7) | 100 |
| GLOS-00M-100 | non poudré, taille M (7-8) | 100 |
| GLOS-00L-100 | non poudré, taille L (8-9) | 100 |
| GLOS-0XL-100 | non poudré, taille XL (9-10) | 100 |
| GLOS-0XS-1K0 | non poudré, taille XS (5-6) | 10 x 100 |
| GLOS-00S-1K0 | non poudré, taille S (6-7) | 10 x 100 |
| GLOS-00M-1K0 | non poudré, taille M (7-8) | 10 x 100 |
| GLOS-00L-1K0 | non poudré, taille L (8-9) | 10 x 100 |
| GLOS-0XL-1K0 | non poudré, taille XL (9-10) | 10 x 100 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | 1,32 | 0,395 | 39262000 | 08434868087668 |
| GLOS-00S-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025257 |
| GLOS-00M-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025240 |
| GLOS-00L-100 | 1,32 | 0,425 | 39262000 | 08434868025233 |
| GLOS-0XL-100 | 1,35 | 0,46 | 39262000 | 08434868025264 |
| GLOS-0XS-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868087665 |
| GLOS-00S-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025254 |
| GLOS-00M-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025247 |
| GLOS-00L-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025230 |
| GLOS-0XL-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025261 |

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

| Taille | Poids (G) +/- 0.3 gr | Longueur (mm ± 5) | Largeur (mm ± 2) | Épaisseur (mm ± 0.03) | | |
|--------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------|
| | | | | Doigt | Paume | Poignet |
| XL | 4,1 | 240 | 115 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| L | 3,8 | 240 | 105 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| M | 3,5 | 240 | 94 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| S | 3,3 | 240 | 84 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| XS | 3,0 | 240 | 75 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Guanti monouso in nitrile “Sensitive”

Descrizione : Senza polvere, non sterili. Maggiore sensibilità al tatto rispetto ai normali guanti in nitrile. Stessi vantaggi di un guanto in nitrile ma a un prezzo più competitivo. 100% privi di proteine del lattice. Ambidestri. AQL 1,5. Conformi a EU 2016/425 e a EN 420 e EN 374 1/5



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

| referenza | tipo | unità per ref. |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | senza polvere, taglia XS (5-6) | 100 |
| GLOS-00S-100 | senza polvere, taglia S (6-7) | 100 |
| GLOS-00M-100 | senza polvere, taglia M (7-8) | 100 |
| GLOS-00L-100 | senza polvere, taglia L (8-9) | 100 |
| GLOS-0XL-100 | senza polvere, taglia (9-10) | 100 |
| GLOS-0XS-1K0 | senza polvere, taglia XS (5-6) | 10 x 100 |
| GLOS-00S-1K0 | senza polvere, taglia S (6-7) | 10 x 100 |
| GLOS-00M-1K0 | senza polvere, taglia M (7-8) | 10 x 100 |
| GLOS-00L-1K0 | senza polvere, taglia L (8-9) | 10 x 100 |
| GLOS-0XL-1K0 | senza polvere, taglia (9-10) | 10 x 100 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | 1,32 | 0,395 | 39262000 | 08434868087668 |
| GLOS-00S-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025257 |
| GLOS-00M-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025240 |
| GLOS-00L-100 | 1,32 | 0,425 | 39262000 | 08434868025233 |
| GLOS-0XL-100 | 1,35 | 0,46 | 39262000 | 08434868025264 |
| GLOS-0XS-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868087665 |
| GLOS-00S-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025254 |
| GLOS-00M-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025247 |
| GLOS-00L-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025230 |
| GLOS-0XL-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025261 |

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

| Taglia | Peso(G) +/- 0.3 gr | Lunghezza (mm ± 5) | Larghezza (mm ± 2) | Spessore (mm ± 0.03) | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | Dito | Palmo | Polsino |
| XL | 4,1 | 240 | 115 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| L | 3,8 | 240 | 105 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| M | 3,5 | 240 | 94 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| S | 3,3 | 240 | 84 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| XS | 3,0 | 240 | 75 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |

Revisiedatum: 28/03/2023

Ref. Doc.: PDS-639

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Nitril wegwerphandschoenen 'Sensitive'

Beschrijving : Zonder poeder, niet steriel. Hogere gevoeligheid en beter aanvoelen dan normale nitrilhandschoenen. Met de voordelen van de nitrilhandschoen, maar dan voor een scherpere prijs. 100% vrij van latexeiwitten. Tweehandig. AQL 1,5. Ze voldoen aan EU-richtlijn 2016/425 en normen EN 420 en EN 374 1/5



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Geschikt voor levensmiddelen



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | type | stuks per ref. |
|--------------|----------------------------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | poedervrij, maat XS (5-6) | 100 |
| GLOS-00S-100 | poedervrij, maat S (6-7) | 100 |
| GLOS-00M-100 | poedervrij, maat M (7-8) | 100 |
| GLOS-00L-100 | poedervrij, maat L (8-9) | 100 |
| GLOS-0XL-100 | poedervrij, maat XL (9-10) | 100 |
| GLOS-0XS-1K0 | poedervrij, maat XS (5-6) | 10 x 100 |
| GLOS-00S-1K0 | poedervrij, maat S (6-7) | 10 x 100 |
| GLOS-00M-1K0 | poedervrij, maat M (7-8) | 10 x 100 |
| GLOS-00L-1K0 | poedervrij, maat L (8-9) | 10 x 100 |
| GLOS-0XL-1K0 | poedervrij, maat XL (9-10) | 10 x 100 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | 1,32 | 0,395 | 39262000 | 08434868087668 |
| GLOS-00S-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025257 |
| GLOS-00M-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025240 |
| GLOS-00L-100 | 1,32 | 0,425 | 39262000 | 08434868025233 |
| GLOS-0XL-100 | 1,35 | 0,46 | 39262000 | 08434868025264 |
| GLOS-0XS-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868087665 |
| GLOS-00S-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025254 |
| GLOS-00M-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025247 |
| GLOS-00L-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025230 |
| GLOS-0XL-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025261 |



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Einmalhandschuhe aus Nitril, Sensitive

Beschreibung : Puderfrei, unsteril. Größere Sensibilität und besseres Taktgefühl als bei normalen Nitrilhandschuhen. Mit den Vorteilen eines Nitrilhandschuhs, aber zu einem günstigeren Preis. Zu 100 % frei von Latexproteinen. Beidhändig verwendbar. AQL 1,5. Erfüllen die Richtlinie EU 2016/425 und die Verordnungen EN 420 und EN 374 1/5.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|----------------------------|-----------------------|
| GLOS-0XS-100 | puderfrei, Größe XS (5-6) | 100 |
| GLOS-00S-100 | puderfrei, Größe S (6-7) | 100 |
| GLOS-00M-100 | puderfrei, Größe M (7-8) | 100 |
| GLOS-00L-100 | puderfrei, Größe L (8-9) | 100 |
| GLOS-0XL-100 | puderfrei, Größe XL (9-10) | 100 |
| GLOS-0XS-1K0 | puderfrei, Größe XS (5-6) | 10 x 100 |
| GLOS-00S-1K0 | puderfrei, Größe S (6-7) | 10 x 100 |
| GLOS-00M-1K0 | puderfrei, Größe M (7-8) | 10 x 100 |
| GLOS-00L-1K0 | puderfrei, Größe L (8-9) | 10 x 100 |
| GLOS-0XL-1K0 | puderfrei, Größe XL (9-10) | 10 x 100 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GLOS-0XS-100 | 1,32 | 0,395 | 39262000 | 08434868087668 |
| GLOS-00S-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025257 |
| GLOS-00M-100 | 1,32 | 0,38 | 39262000 | 08434868025240 |
| GLOS-00L-100 | 1,32 | 0,425 | 39262000 | 08434868025233 |
| GLOS-0XL-100 | 1,35 | 0,46 | 39262000 | 08434868025264 |
| GLOS-0XS-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868087665 |
| GLOS-00S-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025254 |
| GLOS-00M-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025247 |
| GLOS-00L-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025230 |
| GLOS-0XL-1K0 | 13,2 | 5 | 39262000 | 18434868025261 |

