

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Protector de botellas

Descripción : Protege de la rotura las botellas de 2,5 L comunmente usadas por los fabricantes de reactivos y disolventes para laboratorio. En caso de rotura ayuda a contener los vidrios rotos y los restos de líquido. El asa integrada facilita el manejo de las botellas. Muy fácil de usar y totalmente reutilizable. Atención: sólo puede emplearse en modelos de botellas con la parte exterior lisa (no es adecuado para botellas que tengan un asa integrada)

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SAFE-001-001	protector de botellas "Safe-Handle"	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SAFE-001-001	2,7	0,265	61169300	08434868040663

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Safe-Handle bottle protector

Description : Prevents breakage of 2.5 L glass bottles commonly used for most laboratory reagents and solvent manufacturers. If a bottle does break, it helps contain glass shards and liquid spills, protecting lab personnel. Integrated handle helps handling and pouring heavy bottles. Easy-to-use mechanism and fully reusable. Important: suitable only for bottle models with smooth external surface (not suitable for bottles with integrated handle)

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SAFE-001-001	Safe-Handle bottle protector	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SAFE-001-001	2,7	0,265	61169300	08434868040663

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Protecteur de bouteilles

Description : Protège les bouteilles de solvants et réactifs de 2,5L généralement utilisées par les fabricants. En cas de casse, permet de garder les morceaux de verre et restes de liquide à l'intérieur. La poignée intégrée facilite la manipulation des bouteilles. Très facile d'emploi et totalement réutilisable. Attention : ne peut s'utiliser qu'avec des bouteilles dont la partie extérieure est lisse (non adapté aux bouteilles avec anse)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SAFE-001-001	protecteur de bouteille "Safe-Handle"	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SAFE-001-001	2,7	0,265	61169300	08434868040663

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portaflacone di sicurezza "Safe Handle"**Descrizione :** Protegge dalla rottura i flaconi da 2,5 L comunemente utilizzate dai produttori di reagenti o solventi da laboratorio. In caso di rottura del flacone, contiene i vetri rotti e il liquido che contenevano al loro interno. Il manico incorporato facilita la manipolazione dei flaconi. Molto semplice da usare e completamente riutilizzabile. Attenzione: può essere impiegato solo con flaconi dall'esterno liscio (non è adatto a flaconi con manico)

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SAFE-001-001	portaflacone di sicurezza "Safe Handle"	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SAFE-001-001	2,7	0,265	61169300	08434868040663

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Flessenbeschermer

Beschrijving : Beschermflessen van glas van 2,5 L die vaak worden gebruikt door fabrikanten van laboratoriumreagentia en oplosmiddelen tegen breuk. In het geval van breuk helpt de beschermer het gebroken glas en vloeibare resten op te vangen. Het geïntegreerde handvat maakt het gemakkelijk om de flessen te hanteren. Zeer eenvoudig in gebruik en volledig herbruikbaar. Let op: alleen te gebruiken op flesmodellen met gladde buitenkant (niet geschikt voor flessen met geïntegreerd handvat)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SAFE-001-001	flessenbeschermer "Safe-Handle"	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SAFE-001-001	2,7	0,265	61169300	08434868040663

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Flaschenschutz, Safe-Handle

Beschreibung : Schützt 2,5 L Flaschen, wie sie normalerweise von den Herstellern von Reagenzien und Lösungsmitteln verwendet werden, vor Flaschenbrüchen. Im Fall eines Flaschenbruchs werden die Glasscherben und Flüssigkeitsreste zurückgehalten. Der integrierte Griff erleichtert die Handhabung der Flaschen. Sehr einfache Nutzung und wiederverwendbar. Achtung: kann nur für Flaschen mit glatter Außenfläche verwendet werden (nicht geeignet für Flaschen, die einen integrierten Griff besitzen).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SAFE-001-001	Flaschenschutz, Safe-Handle	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SAFE-001-001	2,7	0,265	61169300	08434868040663

PRODUKTFOTO

