

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Volumetric pipette with one mark, class A, according to USP, GLASSCO**

**Description :** With coding band (according to ISO 1769), and designed according to ISO 648 standards, USP standards and "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). The conformity with "Eichordnung" is certified through the official German "H" sign on each volumetric pipette according to DIN 12600. USP standards are more accurate than ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex) at + 20 °C. Batch certificate included (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	accuracy (ml)	color code	pcs/pack
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 black	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	blue	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	orange	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	black	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	white	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	red	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	green	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	yellow	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	blue	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	black	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	white	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	red	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	yellow	5

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095

VPIH-050-005

5,04

0,475

70179000

08434868052925

VPIH-100-005

7,56

0,55

70179000

08434868052932

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Clear glass of Hydrolytic Class 3, and belongs to the soda lime group of glasses, with a high alkali and alkaline earth oxide content. Special glass for the manufacture of disposables and pipettes

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Pipeta un aforo, clase A conforme a USP, GLASSCO**

**Descripción :** Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648, farmacopea americana (USP) y "Eichordnung" (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con "Eichordnung" se documenta a través del símbolo oficial alemán "H" impreso en cada pipeta según DIN 12600. La precisión de la Clase A fabricada según USP es superior a la fabricada según ISO 648. Calibrada "por vertido" (TD, Ex) + 20 °C. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tolerancia(ml)	código color	unidades por ref.
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 negro	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	azul	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	naranja	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	negro	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	blanco	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rojo	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	verde	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	amarillo	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	azul	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	negro	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	blanco	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rojo	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	amarillo	5

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095

VPIH-050-005

5,04

0,475

70179000

08434868052925

VPIH-100-005

7,56

0,55

70179000

08434868052932

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Vidrio transparente hidrolítico de Clase 3, pertenece al grupo de los vidrios sodo-cálcicos con un alto contenido de óxidos alcalinos y alcalino-térreos. Este vidrio está especialmente diseñado para la fabricación de productos desechables y pipetas

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pipette jaugée à un trait, classe A, conforme USP, GLASSCO**

**Description :** Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme "Eichordnung" est signalée sur chaque pipette jaugée par le symbole allemand officiel "H", en accord avec la norme DIN 12600. La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	tolérance (ml)	code couleur	unités par ref.
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 noir	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	bleu	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	orange	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	noir	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	blanc	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rouge	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	vert	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	jaune	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	bleu	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	noir	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	blanc	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rouge	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	jaune	5

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095

VPIH-050-005

5,04

0,475

70179000

08434868052925

VPIH-100-005

7,56

0,55

70179000

08434868052932

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Verre clair de classe 3 Hydrolyse, appartenant aux verres sodocalciques avec une forte teneur en oxydes alcalins et alcalino-terreux. Ce verre est spécialement conçu pour la fabrication de produits jetables et pipettes

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Pipetta tarata un tratto, classe A, conforme alla USP, GLASSCO**

**Descrizione :** Con codice colore (in base alla norma ISO 1769), conforme a ISO 648, la farmacopea degli Stati Uniti (USP) e la "Eichordnung" (la normativa federale tedesca su pesi e misure). La conformità alla "Eichordnung" è certificata dal simbolo ufficiale tedesco "H" impresso su ogni pipetta in base allo standard DIN 12600. La precisione della classe A fabbricata in base alla USP è superiore a quella realizzata secondo la norma ISO 648. Calibrata "per scolamento" (TD, Ex) +20 °C. Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATI TECNICI

referenza	capacità	tolleranza (ml)	codice colore	unità per ref.
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 nero	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	blu	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	arancione	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	nero	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	bianco	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rosso	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	verde	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	giallo	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	blu	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	nero	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	bianco	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rosso	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	giallo	5

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088

VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095
VPIH-050-005	5,04	0,475	70179000	08434868052925
VPIH-100-005	7,56	0,55	70179000	08434868052932

FOTO DEL PRODOTTO

